

Лепка зуба - это вступительное испытание для абитуриентов, на котором проверяются не столько знания анатомии зуба, сколько мелкая моторика, умение анализировать и сравнивать.

Структура зуба

1. Зуб
2. Окантовка
3. Основание
4. Поле

ЗУБ

1. Копия эталона зуба (экзаменационная модель), выполненная абитуриентом, должна быть максимально приближена по цвету и по форме к эталону.

2. Копия эталона зуба должна передавать все поверхности зуба (бугры, углубления, скаты).

3. Цветовая гамма строго должна соответствовать оригиналу (основная – белый, низ-розовый).

4. Абитуриент в своей работе должен точно передать характерные особенности поверхности экзаменационного зуба (выступы, впадины, грани).

5. Абитуриент должен точно представить зеркальное отображение эталона зуба, а также наклоны зуба в различных плоскостях.

6. Зуб должен иметь сглаженную поверхность, в соответствии с предоставленным эталоном зуба. Поверхность зуба должна быть без вкраплений.

ОКАНТОВКА

Окантовка должна точно повторять эталон представленной модели зуба. Не должно быть размытости, вкраплений, мраморности.

ОСНОВАНИЕ

Основание копии зуба должно соответствовать основанию экзаменационной модели зуба по размеру и цветовой гамме.

ПОЛЕ

Поле, на котором будет располагаться модель зуба, должно соответствовать следующим параметрам: размер поля 10x10 см, высота поля - 4 мм. Поле может иметь любой цвет, гармонирующий с цветовой гаммой эталона зуба, и должно быть изготовлено вручную, без использования каких-либо шаблонов.

Использование в работе материалов, не включенных в перечень материалов для проведения вступительного испытания «Лепка», запрещено. При обнаружении использования таких материалов в экзаменационной работе, работа абитуриента считается аннулированной.

Ошибки, учитываемые при оценивании экзаменационной работы вступительного испытания «Лепка»

№	Ошибки	Ценность ошибки
1	Объем экзаменационной модели зуба не соответствует объему эталона зуба на 2-3мм в какой-либо части зуба (верхняя часть, средняя часть, у основания)	10 баллов
2	Объем экзаменационной модели зуба не соответствует объему эталона зуба на 4-5мм в какой-либо части зуба (верхняя часть, средняя часть, у основания). Несоответствие размеров экзаменационной модели зуба по отношению к оригиналу.	30 баллов
3	Несоответствие экзаменационной модели зуба рельефу эталона зуба (бугры, углубления, скаты)	10 баллов
4	Несоответствие боковых контуров экзаменационной модели зуба (ось, наклон)	10 баллов
5	Несоответствие высоты экзаменационной модели зуба на 2-3 мм по отношению к эталону зуба	10 баллов
6	Несоответствие углов и скатов экзаменационной модели зуба	10 баллов
7	Нарушение цветовой гаммы зуба (наличие пятен, вкраплений, неоднородность цвета)	10 баллов
8	Нечеткие границы окантовки экзаменационной модели зуба (размытые)	10 баллов
9	Превышение размера окантовки экзаменационной модели зуба более, чем на 2 мм по сравнению с эталоном зуба	10 баллов
10	Несоответствие основания экзаменационной модели зуба более, чем на 2 мм (высота, объем, ширина) по сравнению с эталоном зуба	10 баллов
11	Несоответствие основания экзаменационной модели зуба по цвету, по сравнению с эталоном зуба	10 баллов
12	Несоответствие размеров поля на 1-2мм (размер поля 10x10см, высота - 4мм)	10 баллов
13	Поверхность поля не гладкая	10 баллов
14	Отсутствие поля	20 баллов

Требования для воссоздания точной копии эталона зуба (100 баллов)

1. Воссоздание точной копии экзаменационной модели зуба.
2. Зуб должен быть выполнен в натуральную величину.
3. Точное воссоздание рельефа зуба (бугры, углубления, скаты).
4. Точное соответствие боковых контуров зуба (ось, наклон).
5. Точная высота зуба (в соответствии с экзаменационной моделью).
6. Точное соответствие цветовой гамме зуба (основная часть, основание).
7. Четкие границы окантовки зуба.
8. Соответствие размеров поля (10x10см, высота - 4 мм).
9. Поверхность зуба и поля не должны иметь вкраплений и пятен.
10. Поверхности зуба и поля должны быть гладкими.